

TENA DISCREET NORMAL

Dénomination	Protection pour fuites urinaires légères à modérées		
Référence	760482		
Code ACL/EAN	6219994 / 7322540851946		
Marquage CE	oui		
Poids total (+/- 7%)	13,9 g		
Dimension produit (+/- 7%)	275 x 82 mm		
Données Laboratoire			
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	349 ml		
Vitesse d'acquisition (s) Dose 1 * 20 ml	2,34 s		
Tolérance Cutanée			
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex		



È	Nbre de pièces / sachet	24
CONDITIONNEMENT	Nbre de sachets / carton	12
필	Nbre cartons / palette	45
O	Poids du carton	4,46 kg
Ē	Volume carton m ³	0,035
N	Volume m3 / 100 pièces	0,012
S	Site de production	Hoogezand (Hollande)

COMPOSITION

Z ;;	INTERIEUR Composition	Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex Non tissé blanc avec des motifs fleuris violets
	MicroPROTEX Composition	Matelas absorbant fin pour une garde au sec et une discrétion à l'usage Pulpe et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas

Composition **PULPE** Nature

SAP

DOUBLE MATELAS

Localisation Poids des matelas Poids de la pulpe

Pulpe de cellulose Matelas supérieur et matelas inférieur 12,3 g 8,9 g Répartition en mélange intime et différenciée dans les deux matelas

Polyacrylate de Sodium Composition Poids 3,9 g

Film sensation "textile", perméable à l'air et imperméable aux liquides Souple, silencieux et résistant Couleur Blanc Composition Non tissé ä

	BEN	IEFI	CES	PR	DDUIT
--	-----	------	-----	----	-------

ELICE FOLD FROSON			
Identification	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit		
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive		

Confort et Sécurité

TRIPLE PROTECTION™ Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs, et permet de garder la peau saine.

BANDES ADHESIVES 3 larges bandes pour un meilleur maintien

POCHETTE INDIVIDUELLE Verte, pratique, discrète et hygiénique, en polyéthylène

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

