



TENA DISCREET EXTRA PLUS

Dénomination	Protection pour fuites urinaires modérées
Référence	761661
Code ACL/EAN	6219995 / 7322541067889
Marquage CE	OUI
Poids total (+/- 7%)	25,68 g
Dimension produit (+/- 7%)	338 x 124 mm
Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	540 ml
Vitesse d'acquisition (s) Dose 1*50ml	<11 s
Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	16
	Nbre de sachets / carton	6
	Nbre cartons / palette	64
	Poids du carton	2,798 kg
	Volume carton m ³	0,021766
	Volume m3 / 100 pièces	0,218
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

COMPOSITION

NON TISSÉ	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex
	Composition	Polypropylène - Non tissé
	Poids	18 g/m ²
DOUBLE MATELAS	Insta DRY™	Capacité d'absorption très importante, rétention loin de la peau
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas
	PULPE	
	Nature	Pulpe Chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	SAP	
Nature	Polyacrylate de Sodium à pH acide	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur	
FILM EXTERIEUR		Film sensation "textile", perméable à l'air et imperméable aux liquides
		Souple, silencieux et résistant
	Couleur	Blanc
Composition	Polyéthylène - Non tissé	
		28 g/m ²

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive
Confort et Sécurité	<p>TRIPLE PROTECTION Garde au sec / Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.</p> <p>INSTADRY Présence d'un cœur absorbant pour absorber très rapidement les liquides</p> <p>BANDES ADHESIVES 3 larges bandes pour un meilleur maintien</p> <p>POCHETTE INDIVIDUELLE Bleue, pratique, discrète et hygiénique en polyéthylène</p>

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

