



# TENA DISCREET MINI

<b>Dénomination</b>	<b>Protection pour fuites urinaires légères</b>
<b>Référence</b>	<b>760253</b>
Code ACL/EAN	6024765 / 7322540852424
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	7,13 g
Dimension produit (+/- 7%)	219 x 70 mm

### Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	169 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose * 10 ml	1,6 s

### Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex
--------------------------------------	---------------------------------------



<b>CONDITIONNEMENT</b>	Nbre de pièces / sachet	20
	Nbre de sachets / carton	10
	Nbre cartons / palette	120
	Poids du carton	1,64 kg
	Volume carton m <sup>3</sup>	0,014
	Volume m3 / 100 pièces	0,007
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

### COMPOSITION

<b>VOILE INTERNE</b>	<b>INTERIEUR</b>	<b>Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex</b>
	Composition	Non tissé blanc avec des motifs fleuris violets
<b>DOUBLE MATELAS</b>	<b>MicroPROTEX</b>	<b>Matelas absorbant fin pour une garde au sec et une discrétion à l'usage</b>
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas
	<b>VOILE D'ACQUISITION</b>	oui
	<b>PULPE</b>	
	Nature	Pulpe de cellulose
	Localisation	Matelas
	Poids	3 g
	<b>SAP</b>	
Nature	Polyacrylate de Sodium à pH acide	
Localisation	Matelas	
Poids	2 g	
<b>FILM EXTERIEUR</b>		<b>Imperméable, souple, silencieux et résistant</b>
	Couleur	Blanc
	Composition	Polyéthylène

### BENEFICES PRODUIT

<b>Identification</b>	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
-----------------------	--

<b>Facilité d'utilisation</b>	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive
-------------------------------	--

### Confort et Sécurité

**TRIPLE PROTECTION** Garde au sec / Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.

**GARDE AU SEC** Voile d'acquisition en non tissé pour diffusion rapide des liquides dans la protection

**BANDES ADHESIVES** 1 large bande pour un meilleur maintien

**POCHETTE INDIVIDUELLE** Verte, pratique et discrète en polyéthylène

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

